

AR-9000

Autorefractómetro



CARACTERÍSTICAS:

1. Tarjeta madre y cámara de origen japonés.
2. Amplio rango de medición para pupila.
3. Sistema de antiempañamiento automático de alta precisión.
4. Medición automática de Distancia Pupilar.
5. Ojo esquemático para calibración.
6. Fácil de operar.
7. Los ajustes de configuración se pueden realizar de acuerdo al paciente.
8. Nuevo LCD a color.

ESPECIFICACIONES:

Rango de medición	Esfera: -20 ~+20D (VD=12) 0.125D pasos Cilindro: -8~+8D 0.12D/0.25D Axis: 0~180°, 1° pasos
Distancia pupilar	45~85 mm, 1mm
Distancia de vértice	0mm, .12mm, 13.75mm
Tamaño para pupila	Φ2.0mm
Gráfico	Auto fog
Monitor	LCD a color de 7"
Impresora	Termica
Alimentación	100~120V/200~240V, 50/6
Dimensiones	48.4(l)*28.2(W)+44(H)(cm)
Peso	20Kg